

Askina® Barrier Film

Õhku läbi laskev nahka kaitsev lahus



KASUTAMISSOOVITUS

- › Pudeli pihustit hoida 10–15 cm nahast eemal, pihustada ühtlane kiht kaitset vajava piirkonna nahale.
- › Lasta pihustatud lahusel umbes 30 sekundit kuivada, et moodustuks kaitsekile.

Askina® Barrier Film on kiiresti kuivav läbipaistev õhku läbi laskev nahka kaitsev lahus, mida kasutatakse kahjustatud naha kaitseks eritiste eest, samuti plaastritest tingitud trauma või hõõrdevigastuste korral.

- › Kuivab kiiresti (vähem kui 30 sekundi jooksul).
- › Läbipaistev: võimaldab visuaalset kontrolli naha seisundi üle.
- › Kulutõhus. Kaitse kestab kuni 3 päeva.
- › Eemaldamine on lihtne.
- › Parandab sidemete ja teipide kinnituvust.
- › Ei vähenda inkontinentsipadjakeste efektiivsust.
- › Ei halvenda stoomivahendite kinnituvust.

Näidustused

- › Niiskusest või hõõrdumisest tingitud nahakahjustuste vältimine.
- › Ohustatud naha kaitsmine matsratsiooni ja marrastuse eest.
- › Õrna epitelisatsiooni kaitse vigastuste eest.

Näiteid kasutamise kohta



① Riskipiirkondade nahk: uriinipidamatusega patsient



② Inkontinentsist tingitud dermatiit koos nahakahjustusega.



③ Haavaümbruse naha matsratsioon.



④ Dreenide sisenemis-kohtade ümbruse nahk.



⑤ Peristomaalse naha kaitse.

Askina® Barrier Film	Pakendi suurus	Tootekood
	28 ml spreipudel	4002801

