

Askina® THINSite®

Õhuke imav hüdrogeelside



Sobitub hästi kehakontuuridega anatoomiliselt keerukates piirkondades.

Vähendab hõõrdumist patsiendi liigutamise ajal: ei lähe rulli ega kortsu.

Võimaldab imendunud eksudaadi visuaalset kontrolli.

Püsib kindlalt haaval.

Sidemevahetuse ajal eemaldub õrnalt kudesid kahjustamata ja nahale liimijääke jätmata.

Askina® THINSite® on üliõhuke haavaside, mis sobitub hästi kehakujuga. Askina® THINSite® imab eksudaati võrdväärselt paksemate hüdrokolloidsidemetega, kuid on õhem, mugavam ja elastsem. Uue põlvkonna nn. kuiv hüdrogeel tagab suurepärase imavuse ning hea lekkekindluse pikema aja vältel.




KASUTAMISSOOVITUS

- › Askina® THINSite® side paigaldatakse puutevabalt.
- › Sideme võib lõigata sobiva suuruse ja kujuga tükkideks.
- › Sidet võib kasutada ka stoomiümbruse naha kaitseks.

Näidustused

- › lamatised
- › venoossed haavandid
- › arteriaalsed haavandid
- › operatsioonihaavad
- › väiksemad marrastused (abrasioonid) ja latseratsioonid

Suurepärase imamisvõime



Viie päeva jooksul läbi viidud võrdluses imas Askina® THINSite® märkimisväärselt rohkem vedelikku kui teiste tootjate paks ja õhuke hüdrokolloidide. Selline tulemus saadi tänu hüdrogeeli unikaalsele pikaajalisele eksudaadi imamise võimele.

Andmed failis



Askina® THINSite®	Suurused	Tootekood
	10 x 10 cm	0072888T
	15 x 15 cm	0072894V
	20 x 20 cm	0072891W

Granuleeruvad ja epiteliseeruvad haavad